

**Se trabaja sobre hielo**


**Mezcla de reacción:** Volumen total con la muestra=**10µL** (8µL de mezcla más 2µL de producto de PCR-EXOSAP).

Componente	Volumen en µL (1 tubo)
H <sub>2</sub> O (miliQ)	4,6
Big dye v1.1	1,4
Oligo (F ó R) 5µM	1
Sequencing buffer 5X	1
Total	<b>8</b>

**Se mezcla:**

- 8µL de mezcla anterior
- 2µL de producto de muestra.

**Condiciones PCR: SECUENC** (2 horas 30 min)



Se realizó la precipitación con Etanol.

## Precipitación con etanol

---

Mantener a: 4°C

- Para cada tubo añadir sobre la reacción de la PCR 90 µL de Et OH al 70%
- Incubar 20 min tª ambiente.
- Centrifugar 14,000 rpm 20 min 4°C.
- Quitar el sobrenadante, sin arrastrar el DNA.
- Lavar con 0,25 mL de EtOH 70%.
- Centrifugar 2 min 14,000 rpm 4°C.
- Eliminar el sobrenadante
- Dejar secar al aire o en estufa 5 min a 37°C y guardar a -20 hasta llevar a secuenciar.